

## Probentransport mit dem Tanos Systainer



### Transportverpackung gemäß P650

1. Beutel mit medizinischer Probe, z.B. Blutprobe
2. Außenbeutel mit Saugelinage. Wird mit einer Klammer verschlossen.
3. Systainerbox, ggf. ausgestattet mit Kühlakkus inkl. Trennvorrichtung und Thermoinsolierung aus EPP oder Neopor.

Der Systainer wird mit vier Scharnieren („Schnäpper“) zusätzlich verschlossen. Über dieser Scharniere können Systainer verschiedener Größen miteinander fest verbunden und so gegen Stürze gesichert werden.

### Beschriftung

Da biologische Substanzen transportiert werden, ist eine Beschriftung der Boxen mit UN 3373 und dem Hinweis „Biologischer Stoff Kategorie B“ (ansteckungsgefährlicher Stoff) in deutscher und englischer Sprache notwendig. Dies wird über entsprechende Etiketten realisiert.

Weiterhin finden Sie an jeder Box eine Tasche zur Aufnahme von Tourenwendeschildern sowie unsere Service-Nummer.



### Größen und Varianten

Die Tanos Systainer sind in den Größen III, IV, V erhältlich. Die Innenmaße (H x B x T): 145 x 330 x 220 mm, 250 x 330 x 220 mm, 350 x 330 x 220 mm. Die Bestandteile wie „Schnäpper“, Boxendeckel und Tragegriffe, aber auch die Box selbst sind einzeln in verschiedenen Farben erhältlich.

MEDLOG24 nutzt Systainer ausschließlich mit Thermoinsolierung. Natürlich sind Boxen auch ohne Thermoinsolierung erhältlich.

**In Notfällen erreichen Sie unsere Mitarbeiter  
rund um die Uhr unter unserer Service-Nummer:**

**01805 633564 (14 Ct pro Minute)**

MEDLOG24 GMBH\_WEIDENBAUMSWEG 85\_21035 HAMBURG  
TELEFON 040 888 88 53 0\_FAX 040 888 88 53 29\_INFO@MEDLOG24.DE