


Probentransport mit dem Bito Mehrwegbehälter



Transportverpackung gemäß P650 ADR 2009

1. Beutel mit medizinischer Probe, z.B. Blutprobe
2. Außenbeutel mit Saugelinage. Wird mit einer Klammer verschlossen.
3. Bitobox, ggf. ausgestattet mit Kühllakkus inkl. Trennvorrichtung und Thermoinsolierung aus EPP oder Neopor.

Der Behälter wird mit einem verzahnten Klappdeckel zusätzlich verschlossen. Die ineinander greifenden Zähne verhindern ungewolltes transportbedingtes Öffnen. Weiterhin können die Boxen mit Einmalplomben versiegelt werden.

Beschriftung

Da biologische Substanzen transportiert werden, ist eine Beschriftung der Boxen mit UN 3373 und dem Hinweis „Biologischer Stoff Kategorie B“ (potenziell ansteckungsgefährlicher Stoff) in deutscher und ggf. englischer Sprache notwendig. Dies wird über entsprechende Etiketten realisiert.

Weiterhin finden Sie an jeder Box eine Tasche zur Aufnahme von Tourenwendeschildern mit unserer Service-Nummer.



Größen und Varianten

Die Bito Mehrwegbehälter sind in vier Größen im Umlauf. Das Innenvolumen beträgt je nach Behälter 25 l, 45 l, 72 l und 101 l. Die Außenmaße betragen dabei (L/B/H mm) 410 x 300 x 340, 610 x 400 x 290, 610 x 400 x 440 bzw. 800 x 400 x 423. Die Behälter sind ausschließlich in der Farbe blau lieferbar.

MEDLOG24 nutzt Mehrwegbehälter ausschließlich mit Thermoinsolierung. Natürlich sind Boxen auch ohne Thermoinsolierung erhältlich.



**In Notfällen erreichen Sie unsere Mitarbeiter
rund um die Uhr unter unserer Service-Nummer:**

01805 633564 (14 Ct pro Minute)

MEDLOG24 GMBH_WEIDENBAUMSWEG 85_21035 HAMBURG
TELEFON 040 888 88 53 0_FAX 040 888 88 53 29_INFO@MEDLOG24.DE

